

MEDIT *i*E

E steht für Evolve.

Fang mit Medit an. Entwickle dich mit Medit.

Hardware Medit iE

Medit's leichtestes und kompaktestes Gehäuse.

165 g

Leichter als ein Smartphone, angenehm fürs Handgelenk

223,4 × 36,7 × 35,3 mm

Schlanker, ergonomischer Körper, der in eine Hand passt

Nahtloses Unibody-Design

Nahtloses, hygienisches Design – einfach zu reinigen

Aufsätze L · M

Autoklavierbar bis zu 150 Zyklen

Adaptive Antibeschlagfunktion

Kein Nebel, der deinen Scan unterbricht

Hellgrau | USB-C Anschluss

Charakteristische iE-Farbgebung



Optik & Scan

Medit's optische Engine der 3. Generation, unverändert.



Optik-Engine der 3. Generation

Dieselbe Scan-Engine wie in Medits Flaggschiffmodellen.



FOV 18 × 15 mm

Das breiteste Sichtfeld im Medit-Portfolio.




30 mm Scantiefe

Stabile Erfassung in tiefen, engen Bereichen.



Zuverlässiger Metallscan

Stabile Erfassung selbst auf reflektierenden Metalloberflächen.




SICHTFELD

Breitestes Sichtfeld

Das weiteste Sichtfeld im Medit-Portfolio

15 mm

18 mm



Drei Medit-Modelle

Gleiche Scan-Engine, unterschiedlicher Zweck.



Medit iE

Tägliches Scannen und Senden

Der einfachste Einstieg ins Medit-Ökosystem

Die Hardware, die Scan-Engine und die Scan-Leistung sind identisch mit der i900-Serie. Was sich unterscheidet, ist die Softwarekonfiguration. Alles, was zum Scannen und Senden an das Labor benötigt wird, ist von Tag eins an enthalten.



i900 Classic

Über Scan & Send hinaus – vollständig digital

All-on-X · Beratung · Design

Das Medit-Modell für Praxen, die mehr als nur Scannen benötigen. All-on-X-, Beratungs- und Design-Apps mit integrierter Realtime Intelligence-RTI.



i900 Mobilität

Direkt mit den Patienten

Drahtlos · iPad · Patienteninteraktion

Das Medit-Modell für Praxen, die sich kabellos zwischen mehreren Behandlungseinheiten bewegen. Mit Medit Link Express (iPad) wird das Scannen zu einem Erlebnis für den Patienten – schafft Klarheit, schafft Vertrauen.

iE und i900 Serie

Jeder hat seinen Platz. Das Medit-Sortiment deckt alles ab – vom täglichen Arbeitsablauf bis hin zur vollständigen digitalen Zahnmedizin.

MOBILITÄT · PATIENTENINTERAKTION ↑

i900 Mobilität

Echte Mobilität · Beratung mit dem Patienten · drahtlos · iPad



Medit iE

Jeden Tag
Scannen & Senden



SCANNEN & SENDEN

i900 Classic

Mehr als Scannen & Senden
All-on-X ·
das gesamte Medit-Ökosystem



VOLLSTÄNDIG DIGITALE ZAHNMEDIZIN →

Medit iE

Täglich scannen und senden.
Der einfachste Ausgangspunkt für das Medit-Ökosystem.

i900 Classic

Über Scannen & Senden hinaus.
Das gesamte Medit-Ökosystem verfügbar.

i900 Mobilität

Über kabelloses Scannen hinaus: echte Mobilität.
Wechseln Sie zwischen Behandlungsstühlen und beziehen
Sie Patienten direkt ein.

MEDIT Modellübersicht



Model - Vergleich | Stand Oktober 2026

	Medit iE	i900 Classic	i900 Mobilität
Scan-Motor · Leistung	Identisch · 3D-in-Motion-Videotechnologie · Vollfarbig-Streaming · HD-Scan		
Scangeschwindigkeit	Bis zu 70 FPS		
Gewicht	165 g	165 g	242 g (321 g mit Akku und großer Spitze)
Abmessungen	223,4 × 36,7 × 35,3 mm	223,4 × 36,7 × 35,3 mm	290,2 × 42 × 42 mm
Verbindung	USB 3.1 Gen1 · abnehmbares 2,0-m-Kabel	USB 3.1 Gen1 · abnehmbares 2,0-m-Kabel	Wireless (Wi-Fi 6E) · direkte iPad-Verbindung
Tipps	L · M (autoklavierbar, 150 Zyklen)	L · M · S (autoklavierbar, 150 Zyklen)	L · M · S (autoklavierbar, 150 Zyklen)
Scan-Komfortfunktionen Smart Shade Guide, Air Mouse	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Medit Link Express (iPad)	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt
Medit Link Express (Mac)	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Medit SmartX	Nicht verfügbar	Enthalten	Enthalten
Garantie	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre
MSP (Listenpreis)	9.900,-€	13.500,-€	14.500,-€

