

MEDIT Modellübersicht



Model - Vergleich | Stand Oktober 2026

	Medit iE	i900 Classic	i900 Mobilität
Scan-Motor · Leistung	Identisch · 3D-in-Motion-Videotechnologie · Vollfarbig-Streaming · HD-Scan		
Scangeschwindigkeit	Bis zu 70 FPS		
Gewicht	165 g	165 g	242 g (321 g mit Akku und großer Spitze)
Abmessungen	223,4 × 36,7 × 35,3 mm	223,4 × 36,7 × 35,3 mm	290,2 × 42 × 42 mm
Verbindung	USB 3.1 Gen1 · abnehmbares 2,0-m-Kabel	USB 3.1 Gen1 · abnehmbares 2,0-m-Kabel	Wireless (Wi-Fi 6E) · direkte iPad-Verbindung
Tipps	L · M (autoklavierbar, 150 Zyklen)	L · M · S (autoklavierbar, 150 Zyklen)	L · M · S (autoklavierbar, 150 Zyklen)
Scan-Komfortfunktionen Smart Shade Guide, Air Mouse	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Medit Link Express (iPad)	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt
Medit Link Express (Mac)	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Medit SmartX	Nicht verfügbar	Enthalten	Enthalten
Garantie	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre

